

<b>FONCTIONS</b>	<p><b>Utilisations :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prise en charge de personnes blessés.</li> </ul>	
------------------	--	--




<b>COMPOSITION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ce sac contient 6 Kits de Damage Control Individuel soit au</li> <li>▶ 12 Garrots tourniquet</li> <li>▶ 6 CHUT et 6 Pansements Israélien / 6 bandes hémostatiques</li> <li>▶ 6 paires de ciseaux / 6 rouleaux de scotch de 30m / 6 marqueurs</li> <li>▶ 18 pansements américains absorbants</li> <li>▶ des compresses / des paires de gants SAP</li> <li>▶ des couvertures de survie / 1 boîte de gants Sap</li> <li>▶ 6 bandes extensibles 10cmx4,5m</li> </ul>
--------------------	---

<b>LOCALISATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ CDG Cournon / CDG Clermont CDC Centre</li> </ul>
---------------------	---

<b>PEUT INTEGRER GROUPE</b>	Intervention type attentat ou fusillade de masse
-----------------------------	--

<b>MOYENS COMPLEMENTAIRES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lot de l'avant NOVI basé à Orcet</li> </ul>
-------------------------------	--

<b>CONSIGNES DE SECURITE / D'ENTRETIEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Intervention des SP sous protection des forces de l'ordre.</li> </ul>
--	--

Rédacteur	Relecture	Date	Validation DDSIS
		8/2/17	 Colonel J.J. BODELLE

# Matériels utilisés dans les lots de DAMAGE CONTROL

MATERIELS		UTILISATION
TYPE	PHOTO	
Garrots tourniquet		Permet de stopper une hémorragie importante
CHUT		Permet de stopper une hémorragie importante
Pansement Israelien avec sachet hémostatique		Permet de stopper une hémorragie importante
Rouleau de scotch		Permet de réaliser un pansement 3 cotés sur plaie soufflante ou d'emballer un pansement en urgence
Marqueur		Permet de noter l'heure de la pose d'un garrot
Paire de ciseaux		Permet la découpe des vêtements ou autres
Compresse stériles		Permet l'emballage de plaies Utilisation de l'emballage pour pansement 3 cotés sur plaie soufflante
Bandes extensibles		Permet l'emballage de blessures
Pansements absorbants		Permet de combler une plaie hémorragique avant la pose d'un pansement compressif