

**» INC-FM-03      Extincteur douche de sécurité****Description**

Douche portative autonome avec eau déminéralisée et solution antiseptique pour faire face aux brûlures thermiques et chimiques.

L'eau a comme propriété de refroidir et de retirer l'intensité de la chaleur de la peau atteinte tandis que la solution antiseptique complète avec son action germicide, et prévient des infections jusqu'au transfert de la personne pour un soin médical de ses brûlures

**GAZ PROPULSEUR**  
CO<sub>2</sub>, cartouche 60 g.

**TEMPÉRATURE D'UTILISATION**  
+5° + 40 °C.

**POIDS**  
- Poids : 7,4 kg.

**PERFORMANCES**  
Temps de fonctionnement : 14 minutes.

**Indication**

Destiné pour le soulagement immédiat et non en tant que méthode de guérison et de soin de brûlures.

Il permettra notamment d'éteindre le feu sur un être vivant.

**Précaution d'emploi**

N'est pas utilisable pour les yeux



## Utilisation



1- Enlever la sécurité en tirant sur l'anneau



2- Appuyer sur la poignée pour la mise en pression



3- Presser la soufflette et diriger le jet sur la brûlure



## Entretien / Maintenance

- Tous les ans, changer la solution de rinçage
- Vérifier la présence de la goupille de sécurité et du plombage



## Divers

La solution de rinçage est diffusée en un fin brouillard homogène