

» SUAP-FM-33

Kit SINUS



Définition / Description

- L'outil SINUS (Système d'Information Numérique Unique Standardisé) est un outil de dénombrement mis à disposition des sapeurs-pompiers, des SAMU et des forces de l'ordre.
- Il a pour objectifs :
 - Le dénombrement précis du nombre de victimes et d'impliqués.
 - Le partage de la gestion des victimes/impliqués avec les différents services partenaires.
 - L'accès en temps réel à une liste unique et partagée.
 - Le suivi du parcours de la victime depuis le lieu de l'accident jusqu'à son traitement juridique et social.
- Il peut être mis en œuvre avec ou sans activation du plan ORSEC NOVI.
- L'outil SINUS est interfacé avec l'outil SIVIC (outil de suivi de la santé). Cet interfaçage informatique permet :
 - La récupération par SINUS du dénombrement des arrivées directes en centre hospitalier,
 - Le transfert dans SIVIC de toutes les données de SINUS.
- La composition du kit SINUS est définie dans le recueil des moyens opérationnels
Accès via intranet : [Le kit SINUS](#)



Bracelets (10 bracelets composent 1 anneau)

SAMU 42 SDIS 42

FICHE MÉDICALE DE L'AVANT

Étiquette SINUS

Sexe : M / F Age : Heure : Date :
 NOM :
 Prénom :
 Adresse :

Diagnostic :

sdis Fiche intermédiaire - SINUS

Nom : _____
 Date : _____
 Site : _____

Autocollant N° SINUS	Victime			Pré identification NOM, Prénom & Date de naissance	Nationalité	Evacuation	
	Cat.	Sexe	Age			Destination	Vecteur
1  <small>Coller autocollant ici</small>	UA	F	0-24 mois				VSAV
	UR	M	2 - 14 ans				SMUR
2  <small>Coller autocollant ici</small>	UA	F	0-24 mois				VSAV
	UR	M	2 - 14 ans				SMUR
3  <small>Coller autocollant ici</small>	UA	F	0-24 mois				VSAV
	UR	M	2 - 14 ans				SMUR
4  <small>Coller autocollant ici</small>	UA	F	0-24 mois				VSAV
	UR	H	2 - 14 ans				SMUR
5  <small>Coller autocollant ici</small>	UA	F	0-24 mois				VSAV
	UR	M	2 - 14 ans				SMUR

1: Poser 2: Coller 3: Remplir 4: Transmettre

Attention : Veuillez écrire en lettres majuscules

Fiche intermédiaire

Traitements :

Surveillance :

Heure									
Glasgow									
Freq. Resp									
Pouls									
T.A.									

U. DEPASSEE 
U. ABSOLUE 
U. RELATIVE 
LEGER 

Fiche médicale de l'avant

Indications

- Le dispositif SINUS est activé à partir de 6 victimes.
- Il est activé sur demande du COS ou sur décision du CODIS.

Utilisation

Mise en oeuvre des kits SINUS

La mise en oeuvre se déroule en 2 étapes :

1. Le dénombrement des victimes et des impliqués: positionnement des bracelets et des FMA.
2. La catégorisation des victimes : Etat (UA, UR, DCD, Imp.), Age, Sexe... L'emploi de la liste intermédiaire peut aider à la collecte de ces informations.
L'étape 2 peut se faire directement sur les lieux du sinistre, du PRV ou du PMA.

Positionnement des bracelets

- Avant de positionner le bracelet, vérifier si un bracelet n'a pas déjà été posé (afin d'éviter les « doublons »).
- Pour poser un bracelet, détacher le en laissant le talon sur l'anneau :



- Pour fixer le bracelet, décoller uniquement la première partie et non le bracelet entier :



- Le bracelet sera positionné sur un des poignets de la victime ou à défaut sur une des chevilles.




Positionnement de la fiche médicale de l'avant - FMA

- Positionner la fiche autour du cou de la victime après avoir posé le bracelet.



- Décoller une étiquette du bracelet pour la fixer sur la FMA à l'emplacement indiqué par la flèche ci-dessous :



Renseignement de la liste intermédiaire

- La fiche intermédiaire sert à collecter les informations notées par les médecins de l'avant sur la FMA. Pour cela, coller une étiquette dans le cadre N° SINUS et si la cinétique de l'opération le permet renseigner les informations (catégorisation, identité, nationalité, vecteur de transport, lieu d'évacuation...)
- Cette fiche sera transmise au PC ou au secrétariat du PMA.

sdis Fiche intermédiaire - SINUS

Nom : _____
Date : _____
Site : _____

Autocollant N° SINUS	Victime			Pré-identification NOM, Prénom & Date de naissance	Nationalité	Evacuation	
	Cat.	Sexe	Age			Destination	Vecteur
1 18-00-00-RT-0000-1V04-024-81 Coller autocollant ici	UR	F	0-24 mois	(Facultatif)	(Facultatif)		VSAV
2 Coller autocollant ici	DCD	M	2 - 14 ans	(Facultatif)	(Facultatif)		SMUR
3 Coller autocollant ici	DCD	M	Adulte	(Facultatif)	(Facultatif)		Hélico
4 Coller autocollant ici	UR	F	Adulte	(Facultatif)	(Facultatif)		Autre
5 Coller autocollant ici	UR	F	Adulte	(Facultatif)	(Facultatif)		VSAV
	UR	F	2 - 14 ans	(Facultatif)	(Facultatif)		SMUR
	DCD	H	Adulte	(Facultatif)	(Facultatif)		Hélico
	UR	F	Adulte	(Facultatif)	(Facultatif)		Autre
	UR	F	0-24 mois	(Facultatif)	(Facultatif)		VSAV
	UR	F	2 - 14 ans	(Facultatif)	(Facultatif)		SMUR
	DCD	M	Adulte	(Facultatif)	(Facultatif)		Hélico
	IMP	M	Adulte	(Facultatif)	(Facultatif)		Autre

1: Poser 2: Coller 3: Remplir 4: Transmettre

Attention : Veuillez écrire en lettres majuscules

- Les étiquettes restantes peuvent servir notamment à l'identification des effets personnels de la victime.



Risques et contraintes

Ne dois pas retarder la mise en place de dispositif d'arrêt d'hémorragie.



Entretien / Maintenance

Vérifier que le lot est complet.