



RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE SUAP

FICHE MATÉRIEL -05- GARROT ARTÉRIEL TOURNIQUET

DÉFINITION / DESCRIPTION

Le garrot arrête une hémorragie externe en interrompant totalement la circulation du sang en amont de la plaie.



INDICATIONS

Le garrot artériel est indiqué lorsque la compression directe est inefficace ou impossible (victime qui présente de nombreuses lésions, plusieurs victimes, plaie inaccessible) ou lors des situations particulières (catastrophe, théâtres d'opérations militaires ou situations apparentées, situation d'isolement).

Il ne peut être posé qu'aux membres supérieurs ou inférieurs.

Une fois le garrot posé, il ne doit être desserré que sur ordre du médecin.

RISQUES ET CONTRAINTES

Le garrot artériel supprime totalement la circulation du sang dans le segment du membre concerné.

Dans certains cas, le garrot ne peut être posé. En effet, si il y a présence d'une plaie hémorragique au cou, plaie ou section de membre qui siège trop près de sa racine. Il est nécessaire de maintenir la compression manuelle locale ou de mettre en place un pansement compressif avec contre appui opposé.



Appliquer le garrot tourniquet en amont de l'hémorragie :

- A quelques centimètres de la plaie
- Entre la plaie et la racine du membre
- Jamais sur une articulation
- Passer la sangle autour du membre et introduire dans la boucle prévue à cet effet



Tirer sur la sangle très fortement et verrouiller l'attache



Tourner la tige jusqu'à l'obtention de l'arrêt du saignement et que le pouls en aval disparaisse



Placer la tige dans le crochet rigide en plastique
Vérifier le saignement et le pouls en aval.

Si le saignement n'est pas arrêté, envisager un garrot supplémentaire en amont de celui déjà posé



Sécuriser le garrot en bloquant la vis.

Réévaluer et préparer la victime pour l'évacuation



Noter l'heure de pose sur la partie blanche.

Laisser préférentiellement le garrot toujours visible

Ne jamais le recouvrir.

Une fois le garrot posé, il ne doit être desserré ou retiré que sur ordre d'un médecin.

ENTRETIEN / MAINTENANCE

Le garrot artériel tourniquet est à usage unique. Il sera éliminé dans un conteneur à DASRIA.

POINTS CLÉS

Un garrot est correctement posé si :

- Il est posé entre la plaie et la racine du membre.
- Il est suffisamment serré (impossible de glisser un doigt dessous).
- La compression qu'il exerce est permanente.
- L'heure de pose est notée.

CRITÈRES D'EFFICACITÉ

- Le saignement est totalement arrêté.

