

Pansement hémostatique et pansement compressif type « israélien »

1/2



Pansement hémostatique



Pansement type « israélien »

• Définition / description

Le pansement hémostatique est une bande de gaz pliée en Z et contenant du Kaolin (agent hémostatique permettant d'accélérer la coagulation du sang).

Il est utilisé sur les hémorragies non garrotables (racine de membres, abdomen, cou, fesses) ou hémorragies non arrêtables.

• Indications

Il est utilisé sur les plaies profondes hémorragiques.



• Utilisation



- La bande du pansement hémostatique ne s'insère pas directement. Il faut la déplier.
- A l'aide d'un doigt, introduire la bande de gaze dans la plaie par l'une de ses extrémités.
- Combler la plaie avec cette bande jusqu'à ne plus pouvoir en rentrer à l'intérieur. Le but est de mettre en contact la bande avec l'artère ou la veine qui saigne.



- Si la cavité est trop importante, combler le vide avec si possible un deuxième ou des compresses stériles.
- Il est primordial d'appuyer 3 minutes sans bouger le pansement hémostatique.
- Puis poser le pansement compressif d'urgence type « israélien ».
- Coincer l'emballage du pansement afin d'alerter les équipes médicales sur la prise en charge.

• Risques et contraintes

Il ne doit pas être utilisé pour les plaies thoraciques soufflantes et les fractures ouvertes du crâne.

• Entretien / maintenance

Vérifier l'intégralité de l'emballage et la date de péremption. Usage unique.

POINTS CLÉS

- Combler la plaie profonde de façon à mettre en contact la bande avec l'artère ou la veine.
- Appuyer 3 minutes sans bouger le pansement.
- La victime est dans une position allongée.

CRITÈRES D'EFFICACITÉ

- Le saignement est arrêté mais pas la circulation.