

>> SAP-FTO-41

Pansement compressif d'urgence type «Israélien»



Nombre d'équipiers

1 OU 2



Matériel

- Compresse non adhérente 15cm x 18cm.
- Pansement élastique à déroulement progressif.
- Applicateur de pression et boucle de serrage.



Indications

Le pansement compressif d'urgence est utilisé en relais d'une compression manuelle efficace, lorsque la localisation le permet dans un contexte nombreuses victimes.



Compresse non adhérente

2ème emballage

Applicateur de pression
et boucle de serrage

1er
emballage

Pansement compressif
comportant 2 emballages



Justification

La pose d'un pansement compressif d'urgence permet de libérer le secouriste tout en maintenant une pression suffisante sur la plaie qui saigne pour arrêter l'hémorragie.



Réalisation

Après avoir réaliser une compression manuelle inefficace, poser la compresse sur la plaie en effectuant une tension sur la compresse puis enrouler la bande élastique autour de la partie blessée.



Insérer le bandage élastique dans l'applicateur de pression



Serrer le bandage élastique



Continuer en sens inverse de façon à ce que l'applicateur de pression appuie bien sur la compresse.



Dérouler la bande, continuer le bandage de part et d'autre de l'applicateur de pression, en serrant bien, et en veillant à recouvrir l'intégralité de la compresse.



Fixer le tout en insérant l'extrémité de la boucle de retenue entre couches du bandage.



Vérifier l'efficacité du pansement compressif. L'hémorragie a cessé.





Points clés

- Le pansement recouvre la plaie.
- Le bandage est suffisamment serré.
- L'applicateur de pression est bien positionné sur la plaie.



Critères d'efficacité

Correctement posé, le pansement d'urgence entraîne un arrêt du saignement.