



FICHE ACTIVITE FC For SUAP 2020 - 2

DUREE : 4H00

OBJECTIF :

Développer les compétences des formateurs en APC afin d'animer une présentation de matériel et / ou un carrefour des techniques lors de la FMPA SUAP.

ACTION ATTENDUE :

Animation d'un carrefour des techniques ou d'une présentation de matériel lors d'une séquence de FMPA, en utilisant l'APC.

REALISATION :

En 3 sous-groupes de 3 à 5 personnes (en fonction de l'effectif présent).

Désigner un animateur et un rapporteur.

Temps de préparation : 1 heures.

Temps de restitution : 45 minutes par sous-groupe

L'équipe formatrice effectue une synthèse à l'issue de chaque restitution (10minutes).

Sujets groupe 1 : détecteur de CO, retrait du casque à 1 et 2 sauveteurs, pose du collier cervical (adulte et pédiatrique).

Sujets groupe 2 : retournement d'urgence à 1 et 2 sauveteurs, hémorragie externe (garrot improvisé, garrot tourniquet, bande imprégné de substance hémostatique)

Sujets groupe 3 : matériel d'oxygénothérapie (bouteille d'oxygène, lunette, MHC adulte et pédiatrique et BAVU adulte et pédiatrique), hémorragie externe (pansement compressif d'urgence)

CRITERES DE PERFORMANCE

- Respecte le sujet demandé.
- Respecte les principes de l'APC.
- Utilise différents canaux de communication.
- Conforme au travail du sous-groupe.
- Conforme à la note de service sur la FMPA 2020 du SDIS 63.
- Conforme au recueil SUAP du SDIS 63.
- Animation pertinente :
 - Techniques pédagogiques
- Structuration adaptée :
 - Durée
 - Espace
 - Temps...